

# THEALOZ<sup>®</sup> DUO GEL

TREHALOS 3 % | HYALURONSYRA 0,15 % | KARBOMER 0,25 %

Thealoz Duo Gel rekommenderas till **medelsvåra till svåra problem** med torra ögon. Hjälper ögats tårfilm att komma i balans genom både återfuktning och cellskydd.

Inspirationen kommer från naturen och är ett nytt mycket effektivt sätt att behandla torra ögon. Tack vare kombinationen av trehalos, hyaluronsyra och karbomer ger dropparna extra långvarig lindring.

- Trehalos stabiliserar och skyddar hornhinnans celler från uttorkning.
- Hyaluronsyra förbättrar återfuktning och smörjning av hornhinnans yta.
- Karbomer gör att gelen sitter kvar längre och ger därmed extra långvarig lindring.

Sterila engångspipetter självklart utan konserveringsmedel. Gelens långa verkningstid gör att den lämpar sig särskilt bra till natten. Den passar även de tillfällen på dagen då ögonen behöver extra hjälp att behålla fukten. Ger inte svår dimsyn.

- Thealoz Duo Gel är hypoton och pH-neutral.
- Förpackningen innehåller: 30 st pipetter.
- En pipett räcker till båda ögonen.
- Thealoz Duo Gel kan användas före isättning och efter uttag av linser.

**Dosering:** 1 droppe i varje öga till natten eller 2–4 gånger per dag.



Utan  
konserverings-  
medel!

För mer information  
[thealozduo.se](http://thealozduo.se)

Innehåll: Trehalos 3%, Hyaluronsyra 0,15%, Karbomer (Carbopol 947P), Sorbitol, Sodium Hydroxide